


## Collecteur d'aiguilles usagées DASRI polypro jaune 0,25 litre



Référence : ABE-CA0.25

### Description

- Collecteur pour déchets médicaux perforants, format de poche.
- Compact et ergonomique, idéal pour le transport et les interventions de terrain (pompiers, SAMU, infirmiers).
- Cuve et couvercle jaunes, assemblage par simple pression avec clics de sécurité.
- Fermeture provisoire réouvrable et fermeture définitive inviolable.
- Indication du niveau de remplissage maximal.
- Conçu et fabriqué en France.

### Caractéristiques techniques

- Matière : Polypropylène copolymère
- Dimensions : 60 × 34 × 130 mm
- Volume total : 0,24 L
- Volume utile : 0,22 L
- Poids : 50 g
- Autoclavable à 134 °C - 18 min
- Normes : NF EN ISO 23907-1, NF X30-511, ADR UN3291