

## Collecteur d'aiguilles usagées DASRI polypro jaune 3 litres



Référence : ABE-CO3

### Description

- Collecteur pour déchets médicaux perforants, usage courant en services de soins.
- Cuve jaune et couvercle translucide avec large ouverture (90 × 45 mm) et opercules de désolidarisation.
- Assemblage sécurisé par 4 clics sonores.
- Fermeture provisoire réouvrable et fermeture définitive inviolable.
- Poignée intégrée pour transport et manipulation monomanuelle.
- Accessoires de fixation disponibles (plateau de soins, supports divers).
- Conçu et fabriqué en France.

### Caractéristiques techniques

- Matière : Polypropylène
- Dimensions : 190 × 126 × 182 mm
- Volume total : 2,91 L
- Volume utile : 2,00 L
- Poids : 240 g
- Autoclavable à 134 °C - 18 min
- Normes : NF EN ISO 23907-1, NF X30-511, NF302, ADR UN3291

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré