

Collecteur d'aiguilles usagées DASRI polypro jaune 4,5 litres



Référence : ABE-CO4.5

Description

- Collecteur pour déchets médicaux perforants, usage courant en services de soins.
- Cuve jaune et couvercle translucide avec large ouverture (90 × 45 mm) et opercules de désolidarisation.
- Assemblage sécurisé par 4 clics sonores.
- Fermeture provisoire réouvrable et fermeture définitive inviolable.
- Poignée intégrée pour transport et manipulation monomanuelle.
- Accessoires de fixation disponibles (plateau de soins, supports divers).
- Conçu et fabriqué en France.

Caractéristiques techniques

- Matière : Polypropylène
- Dimensions : 190 × 129 × 270 mm
- Volume total : 4,29 L
- Volume utile : 3,30 L
- Poids : 310 g
- Autoclavable à 134 °C - 18 min
- Normes : NF EN ISO 23907-1, NF X30-511, NF302, ADR UN3291

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré