

Drap de transfert 50 g/m



Référence : ABE-DT50

Description

- Drap de transfert en polypropylène spunbond
- Résistant aux forces de traction, capacité max. 150 kg (charge répartie)
- Emballé individuellement pour plus d'hygiène
- Sans latex, usage unique
- Destiné au transfert d'un patient d'un lit à un brancard ou entre deux lits
- (non destiné au portage)

Caractéristiques

- Matière : Polypropylène spunbond
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 150 × 220 cm
- Grammage : 52 g/m² (+/- 2)
- Date de péremption : 5 ans (avant ouverture)
- Conditionnement : Sachet individuel, carton de 50 pièces
- Stockage : Température 5 à 40 °C, à l'abri de l'humidité et du soleil