

## Drap de transfert 60 g/m<sup>2</sup>



Référence : ABE-DT60

### Description

- Drap de transfert en polypropylène spunbond
- Résistant aux forces de traction, capacité max. 150 kg (charge répartie)
- Emballé individuellement pour plus d'hygiène
- Sans latex, usage unique
- Destiné au transfert d'un patient d'un lit à un brancard ou entre deux lits (non destiné au portage)

### Caractéristiques

- Matière : Polypropylène spunbond
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 150 × 220 cm
- Grammage : 62 g/m<sup>2</sup> (+/- 2)
- Date de péremption : 5 ans (avant ouverture)
- Conditionnement : Sachet individuel, carton de 50 pièces
- Stockage : Température 5 à 40 °C, à l'abri de l'humidité et du soleil