

Drap de transfert 70 g/m²



Référence : ABE-DT70

Description

- Drap de transfert en polypropylène spunbond
- Résistant aux forces de traction, capacité max. 150 kg (charge répartie)
- Emballé individuellement pour une meilleure hygiène
- Usage unique
- Conçu pour transférer un patient d'un lit à un brancard ou entre deux lits (non destiné au portage)

Caractéristiques :

- Matière : Polypropylène spunbond
- Couleur : Blanc
- Dimensions : 150 × 220 cm
- Grammage : 70 g/m² (+/- 2)
- Date de péremption : 5 ans (avant ouverture)
- Conditionnement : Sachet individuel, carton de 50 pièces
- Stockage : Local sec, à l'abri de la chaleur