

## Rouleau d'examen lisse 50 cm x 43,5 m



Référence :

### Description

- Conçus pour protéger fauteuils et tables d'examen.
- Matière 100 % ouate de cellulose, absorbante et résistante au déchirement.
- Produit à usage unique, emballage sous film kraft individuel.
- Sans latex : réduit le risque d'allergie.
- Fabrication française.

### Caractéristiques techniques

- Dimensions rouleau : 50 cm x 43,5 m
- Pli : 2
- Grammage : 36 g/m<sup>2</sup>
- Formats : 145 (50 x 30 cm)
- Coloris : blanc
- Conditionnement : 1 rouleau / sachet - 12 rouleaux / carton