

Serviettes absorbantes gaufrées, 29 x 38 cm lot de 60



Référence : ABE-SAG

Description

- Carrés d'essuyage en airlaid gaufré
- Haute capacité d'absorption
- Ne peluche pas
- Convient pour l'essuyage de surfaces

Caractéristiques

- Dimensions : 29 x 38 cm (+/- 1 cm)
- Matière : Airlaid gaufré
- Grammage : 50 g/m²
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : Sachet de 60 unités
- Origine : Europe
- Stockage : Entre 5 et 40 °C, à l'abri de l'humidité et du soleil