

## Pack d'intervention accouchement



Référence : BPM-ACCOUCHEMENT

### Description

- Kit complet pour la prise en charge d'un accouchement inopiné en ambulance, en milieu médical ou lors d'une intervention d'urgence
- Emballage conçu pour garantir l'intégrité du contenu et le protéger contre toute contamination

### Indication

- Assistance rapide et organisée lors d'un accouchement imprévu
- Adapté au personnel médical, secouristes et équipes d'ambulance

### Conditionnement

- Un seul sac thermosoudé compartimenté en 3 sections (mère, enfant, personnel)
- Préparé à la commande pour optimiser la durée de péremption

Contenu :

- 1 masque O<sub>2</sub> haute concentration adulte
- 1 pansement absorbant 10 × 30 cm
- 2 blouses visiteurs non tissé 25 g avec poignet élastique
- 3 serviettes nettoyantes corporelles
- 2 masques chirurgicaux type IIR, 3 plis
- 1 paire de ciseaux bouts ronds 11,5 cm
- 2 paires de gants latex stériles taille L/XL
- 3 dosettes sérum physiologique 5 ml
- 1 sac pour déchets de soins, contenance 15 L
- 2 champs 75 × 90 cm
- 10 compresses 7,5 × 7,5 cm
- 1 couverture absorbante pour nouveau-né 92 × 87 cm
- 2 clamps de Bahr
- 1 bonnet pédiatrique en jersey coton écru 21 × 10 cm
- 1 canule de Guedel taille 000 (vert clair)
- 1 sonde d'aspiration 50 cm 6 Ch
- 1 masque O<sub>2</sub> moyenne concentration enfant
- 1 couverture de survie
- 1 raccord biconique diam. 7 à 11 mm