

Pack d'intervention AES (Accident Exposition Sang)



Référence : BPM-AES

Description

- Kit prêt à l'emploi pour la gestion d'un accident d'exposition au sang
- Emballage thermosoudé transparent garantissant l'intégrité du contenu et le protégeant de toute contamination
- Contenu :
 - 1 compresse oculaire
 - 1 flacon 250 ml de solution de rinçage oculaire avec douchette
 - 10 dosettes sérum physiologique 5 ml
 - 2 paires de gants vinyle non poudrés taille L
 - 10 compresses 7,5 x 7,5 cm
 - 1 sparadrap hypoallergénique
 - 1 spray antiseptique 50 ml (Chlorhexidine 0,5 %)
 - 1 fiche CAT (conduite à tenir)

Indication

- Prise en charge rapide des expositions accidentelles au sang ou fluides biologiques
- Utilisation en milieu médical, secourisme, laboratoire

Conditionnement

- Kit individuel scellé
- Préparé à la commande pour maximiser la durée de péremption des composants

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré