

Pack d'intervention hémorragie



Référence : BPM-HEMORRAGIE

Description

- Kit complet pour la prise en charge d'une hémorragie de petite à moyenne importance
- Regroupe l'ensemble des dispositifs à usage unique nécessaires à l'intervention
- Emballage transparent et thermosoudé garantissant l'intégrité du contenu et la protection contre toute contamination

Contenu :

- 1 paire de ciseaux standard, bouts ronds, 100 mm
- 1 set coussin hémostatique d'urgence - stérile
- 2 pansements absorbants "Américain" stériles 20 x 40 cm
- 2 paires de gants latex stériles, taille L/XL
- 1 couverture de survie stérile
- 1 garrot artériel en nitrile long 46 cm
- 10 compresses stériles 10 x 10 cm
- 1 bande extensible 5 cm x 4 m
- 1 bande extensible 10 cm x 4 m
- 1 sparadrap hypoallergénique
- 1 masque O₂ haute concentration adulte
- 2 dosettes antiseptiques à la chlorhexidine 0,5 % - 5 ml

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Indication

- Intervention rapide et sécurisée lors d'une hémorragie
- Utilisation par le personnel médical, secouristes et équipes d'ambulance

Conditionnement

- Sac individuel scellé
- Préparé à la commande pour optimiser la durée de péremption