

Pack d'intervention membre sectionné



Référence : BPM-MEMBRE SECTIONNE

Description

- Kit complet pour la prise en charge d'un membre sectionné en situation d'urgence
- Contient l'ensemble des dispositifs à usage unique nécessaires à l'intervention
- Emballage transparent et thermosoudé garantissant l'intégrité du contenu et la protection contre toute contamination

Contenu :

- 1 sparadrap hypoallergénique
- 1 bande extensible 10 cm × 4 m
- 5 dosettes antiseptiques à la chlorhexidine 0,5 % - 5 ml
- 1 garrot artériel en nitrile long 46 cm
- 1 paire de gants latex stériles, taille L/XL
- 10 compresses stériles 7,5 × 7,5 cm NT 40 g
- 4 poches de froid instantané
- 1 sac isothermique 30 × 30 cm pour membre sectionné
- 1 set coussin hémostatique d'urgence - stérile

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Indication

- Intervention rapide et sécurisée pour le traitement et la conservation d'un membre sectionné
- Utilisation par le personnel médical, secouristes et équipes d'ambulance

Conditionnement

- Sac individuel scellé
- Préparé à la commande pour optimiser la durée de péremption