

Pack d'intervention réanimation



Référence : BPM-REANIMATION

Description :

- Kit complet pour la prise en charge d'une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) en situation d'urgence
- Contient l'ensemble des dispositifs à usage unique nécessaires à l'intervention
- Emballage transparent et thermosoudé garantissant l'intégrité du contenu et la protection contre toute contamination

Indication :

- Assistance rapide et complète lors d'une réanimation cardio-pulmonaire
- Utilisation par le personnel médical, secouristes et équipes d'ambulance

Conditionnement :

- Sac individuel scellé
- Préparé à la commande pour optimiser la durée de péremption

Contenu :

- 2 Paires de gants stériles
- 1 Canule de Guedel taille 0
- 1 Canule de Guedel taille 1
- 1 Canule de Guedel taille 2
- 1 Canule de Guedel taille 3
- 1 Canule de Guedel taille 4
- 1 Canule de Guedel taille 5
- 1 Sonde d'aspiration, stérile, 50 cm 14 Ch
- 1 Sonde d'aspiration, stérile, 50 cm 16 Ch
- 1 Sonde d'aspiration buccale stérile, long. 20 cm 26 CH
- 2 Raccords biconique diam. 7 à 11 mm
- 1 Masque o2 haute concentration adulte
- 1 Masque o2 haute concentration enfant
- 1 Sonde d'aspiration, stérile, 50 cm 10 Ch
- 1 Couverture de survie 160 x 210 cm
- 5 Compresses stériles 7,5 x 7,5cm NT
- 1 Masque bouche à bouche