

Pack d'intervention réanimation



Référence : BPM-REANIMATION

Description

- Kit complet pour la prise en charge d'une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) en situation d'urgence
- Contient l'ensemble des dispositifs à usage unique nécessaires à l'intervention
- Emballage transparent et thermosoudé garantissant l'intégrité du contenu et la protection contre toute contamination

Contenu :

- 1 sonde d'aspiration buccale stérile, long. 20 cm - 26 Ch
- 2 raccords biconiques diam. 7 à 11 mm
- 1 masque O₂ haute concentration adulte
- 1 masque O₂ haute concentration enfant
- 1 sonde d'aspiration stérile, 50 cm - 10 Ch
- 1 sonde d'aspiration stérile, 50 cm - 14 Ch
- 1 sonde d'aspiration stérile, 50 cm - 16 Ch
- 1 couverture de survie 160 × 210 cm
- 6 compresses stériles 7,5 × 7,5 cm NT
- 1 masque bouche à bouche
- 2 paires de gants latex stériles, taille L/XL
- 6 canules de Guedel tailles 0, 1, 2, 3, 4 et 5

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Indication

- Assistance rapide et complète lors d'une réanimation cardio-pulmonaire
- Utilisation par le personnel médical, secouristes et équipes d'ambulance

Conditionnement

- Sac individuel scellé
- Préparé à la commande pour optimiser la durée de péremption