

Attelle à dépression - Avant-bras



Réf. CI-AB - Dimensions : 37 × 55 × 23 cm - Poids : 0,45 kg

Classe

- Dispositif médical de classe I - Règlement (UE) 2017/745

Description

- Matière : Toile PVC (polychlorure de vinyle) trapézoïdale, facilement nettoyable
- Fabrication :
 - 2 toiles soudées par haute fréquence en périphérie (enveloppe étanche)
 - Remplissage : billes de polystyrène ignifugé haute densité
 - Sangles velcro amovibles et remplaçables

Indication

- Immobilisation rapide et efficace de l'avant-bras adulte ou du bras d'enfant en contexte d'urgence

Caractéristiques

- Étanche, légère, adaptable à la morphologie
- Nettoyage facile (surface lavable)
- Compatible avec pompe à dépression pour rigidification

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré