

## Jeu de 3 attelles à dépression avec sac et pompe



Réf. CI-J3A

Classe

- Dispositif médical de classe I - Règlement (UE) 2017/745

Description

- Matière : Toile PVC (polychlorure de vinyle) trapézoïdale, facilement nettoyable
- Fabrication :
  - 2 toiles soudées par haute fréquence en périphérie, formant une enveloppe étanche
  - Remplissage : billes de polystyrène ignifugé haute densité
  - Sangles velcro amovibles et remplaçables
- Modèles et dimensions :
  - Avant-bras adulte / bras enfant : 37 × 55 × 23 cm - 0,45 kg
  - Bras adulte / jambe enfant : 48 × 70 × 23 cm - 0,55 kg
  - Jambe adulte complète (y compris pied) : 67 × 114 × 28 cm - 1,20 kg

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

- Accessoires :
  - Sac de rangement : 63 × 48 × 12 cm, polyester nylon enduit 2000D
  - Pompe manuelle double effet (20 cm, 6,7 kPa) avec tuyau adapté à tous les modèles

#### Indication

- Immobilisation rapide et efficace des membres pour les urgences préhospitalières ou hospitalières

#### Caractéristiques

- Étanche, légère, adaptable à la morphologie
- Entretien facile (nettoyage de surface)
- Compatible avec les différents modèles d'attelles à dépression via la pompe fournie