

## Attelle à dépression - Jambe complète adulte



Réf. CI-JA - Dimensions : 67 × 114 × 28 cm - Poids : 1,20 kg

### Classe

- Dispositif médical de classe I - Règlement (UE) 2017/745

### Description

- Matière : Toile PVC (polychlorure de vinyle) trapézoïdale, facilement nettoyable
- Fabrication :
  - 2 toiles soudées par haute fréquence en périphérie (enveloppe étanche)
  - Remplissage : billes de polystyrène ignifugé haute densité
  - Sangles velcro amovibles et remplaçables

### Indication

- Immobilisation rapide et efficace de la jambe adulte, incluant le pied, pour prise en charge d'urgence

### Caractéristiques

- Étanche, légère et adaptable à la morphologie
- Nettoyage facile (surface lavable)
- Compatible avec pompe à dépression pour rigidification

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré