

Pompe manuelle pour attelles à dépression



Réf. CI-PO - Longueur : 20 cm - Diamètre : 2 cm - Pression : 6,7 kPa

Classe

- Accessoire pour dispositif médical - Utilisation avec attelles à dépression (DM Classe I)

Description

- Pompe manuelle double effet, fournie avec tuyau compatible avec tous les modèles d'attelles à dépression
- Conçue pour créer et maintenir le vide nécessaire à la rigidification des attelles

Indication

- Gonflage/dégonflage rapide et efficace des attelles à dépression utilisées en immobilisation d'urgence

Caractéristiques

- Compacte et légère
- Adaptable à toutes les tailles et modèles d'attelles à dépression
- Utilisation manuelle, sans alimentation électrique