

Drap de glisse et de transfert, 70 x 190 cm



Réf. :CLI-DGT

DESCRIPTION :

Le drap de glisse Bedslide est conçu pour faciliter la translation verticale et horizontale des patients allongés. Il permet de réduire les troubles musculo-squelettiques des soignants tout en améliorant le confort du patient.

Convient aux établissements de santé, aux ambulanciers et aux auxiliaires de vie expérimentés à domicile.

UTILISATIONS :

- Relever le patient (haut vers bas).
- Retourner le patient (gauche/droite).
- Transférer le patient sur une planche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Composition : polyamide enduit silicone.
- Dimensions : 70 x 190 cm.
- Fabrication : France.
- Lavable en machine à 60 °C.
- Très solide et durable.

ENTRETIEN :

- Lavage en machine à 60 °C.
- Séchage rapide.

CONFORMITÉ :

- Produit destiné aux soins et au transfert de patients.
- Fabriqué en France, selon des normes de qualité hospitalière.

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré