

## Bombe de froid, aérosol de 400 ml



Réf. : DIS-BF200

**CLASSIFICATION :** Dispositif médical de classe IIa (conformément à la Directive 93/42/CEE - Annexe IX, règle 9, modifiée par 2007/47/CE)

**DESCRIPTION DU PRODUIT :**

- Spray cryothérapeutique destiné à soulager rapidement la douleur causée par un traumatisme, une contusion, une chute ou une foulure.
- Effet anesthésiant local induit par le refroidissement de la zone d'application.
- Favorise la reprise rapide de l'activité sportive.

**INGRÉDIENTS :** Isobutane, propane, butane, méthylal, myristate d'isopropyle, menthol.

**INDICATIONS & MODE D'EMPLOI :**

- Utilisé pour soulager la douleur en cryothérapie.
- Bien agiter avant usage.
- Pulvériser sur la zone concernée à 20 cm de distance, pendant 3-4 secondes.

**DONNÉES TECHNIQUES :**

- Contenance : 400 ml

**STOCKAGE :**

- Conserver à température ambiante.
- Tenir éloigné de toute source de chaleur, flamme ou substance inflammable.
- Protéger du rayonnement solaire.
- Ne pas exposer à une température > 50 °C.

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré