

## Poche de chaud à usage unique



Réf. : DIS-PC

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe IIa (Directive 93/42/CEE - Annexe IX, règle 9, modifiée par la Directive 2007/47/CE)

INDICATIONS :

- Soulagement des douleurs liées au lumbago, torticolis et rhumatismes.
- Prévention et traitement de l'hypothermie.
- Utilisation en cas de besoin d'une application chaude localisée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Enveloppe extérieure en tissu non tissé avec trois soudures thermiques, solide et imperméable.
- Poche interne bi-couche contenant eau + sulfate de magnésium, activable par pression.
- Réaction exothermique efficace grâce au bon rapport eau/magnésium.
- Sans latex.
- Résistante aux chocs et aux déchirures.
- Usage unique - non stérile.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions : 14 x 18 cm
- Conditionnement unitaire : 1 pièce