

Poche de froid instantanée



Réf. : DIS-PF

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe IIa (Directive 93/42/CEE - Annexe IX, règle 9, modifiée par 2007/47/CE)

INDICATIONS :

- Hématomes, entorses, traumatismes
- Hyperthermie
- Toutes situations nécessitant une cryothérapie rapide

CARACTÉRISTIQUES :

- Sachet PE à 2 couches avec trois soudures pour l'imperméabilité et la résistance
- Sachet interne d'eau bi-couche pour une activation simple par pression
- Contenu : urée, chlorure d'ammonium, eau
- Température atteinte env. -4 °C, puis ~0 °C après 20 min (essai à 20 °C)
- Usage unique - non stérile - sans latex
- Péréemption : 5 ans
- Stockage : à température ambiante, à l'écart des sources de chaleur et des substances inflammables

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions du sachet : 14 × 18 cm (tolérance ±5 %)
- Mode d'emploi : casser la bulle interne, agiter pour mélanger, appliquer sur la zone à traiter
- Conditionnement unitaire : 1 pièce / sachet

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré