

Poche gel, chaud ou froid, réutilisable, 14 x 18 cm



Réf. : DIS-PG

CLASSIFICATION : Dispositif médical de classe I (conformément à la Directive 93/42/CEE - Annexe IX, règle 1, modifiée par 2007/47/CE)

DESCRIPTION :

- Sac de gel froid & chaud réutilisable.
- Conçu pour les applications de cryothérapie et thermothérapie.
- Usage externe uniquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

▪ Sac extérieur en polyéthylène (PE) double couche avec trois thermosoudures garantissant l'imperméabilité et la résistance aux températures chaudes et froides.

- Contenu : propylène glycol, agent épaississant, eau.
- Sans latex.
- Dimensions : 14 × 18 cm

PERFORMANCES :

- Conserve le chaud ou le froid plus longtemps qu'un sac à glace ou un sac à eau chaude.
- Atteint la température de la source chaude ou froide utilisée.

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES :

- Lot et date de péremption (5 ans après fabrication) indiqués au dos du sac.
- Stockage : conserver à température ambiante, au sec, loin des flammes ou sources de chaleur.