

Abaisse langue à usage unique adulte, boîte de 100



Réf. ERM-AL

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 - Annexes II & III
- Norme : Conforme règlement DM

Description

- Abaisse-langue en bois de bouleau 100 %
- Dimensions : 150 × 18 × 1,6 mm
- Sans latex, sans agent de vulcanisation, sans produit d'origine animale
- Indiqué pour abaisser la langue lors de l'examen de la bouche et de la gorge
- Usage unique

Conditionnement

- 100 unités / boîte