


Bande extensible 7 cm x 4 m



Réf. 135165 - Longueur étirée : 4 m $\pm$ 7 cm - Longueur non étirée : 230 cm $\pm$ 10 cm - Poids : 7,2 g $\pm$ 0,6 g

Classe

- Dispositif médical de classe I non stérile - Règlement (UE) 2017/745

Description

- Bande de gaze extensible à usage unique
- Composition : 100 % polyester
- Sans latex, phtalates, agents de vulcanisation, ni produits d'origine animale/biologique
- Densité : trame 18 fils/pouce $\pm$ 1 - chaîne 25 fils/pouce $\pm$ 1
- Poids par unité de surface : 26 g/m² $\pm$ 2 g/m²
- Taux d'élasticité : $\geq$ 160 %
- Conditionnement : 1 bande/sachet individuel sous cellophane - 40 bandes/carton

Indication

- Fixation de soins et de pansements en contexte médical

Précautions

- Ne pas réutiliser - usage unique
- Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité