

Bande de crêpe Velpeau 10 cm x 4 m



Réf. ERM-BCV10 - Dimensions : 4 m × 10 cm (étirée) - 170 cm non étirée -
Poids : 30 g ± 2 g

Classe

- Dispositif médical de classe I non stérile - Règlement (UE) 2017/745

Description

- Bande de crêpe élastique à usage unique
- Composition :
 - Trame : coton
 - Élastique : spandex (dérivé du polyuréthane)
- Sans latex, phtalates, agents de vulcanisation, ni produits d'origine animale/biologique
- Densité : trame 18 fils/pouce ± 2 - chaîne 25 fils/pouce ± 2
- Poids : 75 g/m² ± 2 g/m²
- Taux d'élasticité : ≥ 160 %
- Conditionnement : 1 bande/sachet, 50 sachets/carton

Indication

- Fixation de soins et de pansements en contexte médical

Précautions

- Ne pas serrer excessivement pour éviter une contention trop forte
- Ne pas ouvrir avec un objet coupant
- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité