


## Bande extensible 10 cm x 4 m



Réf. ERM-BE10 - Longueur étirée : 4 m  $\pm$  10 cm - Longueur non étirée : 230 cm  $\pm$  10 cm - Poids : 10,4 g  $\pm$  0,8 g

### Classe

- Dispositif médical de classe I non stérile - Règlement (UE) 2017/745

### Description

- Bande de gaze extensible à usage unique
- Composition : 100 % polyester
- Sans latex, phtalates, agents de vulcanisation, ni produits d'origine animale/biologique
- Densité : trame 18 fils/pouce  $\pm$  1 - chaîne 25 fils/pouce  $\pm$  1
- Poids par unité de surface : 26 g/m<sup>2</sup>  $\pm$  2 g/m<sup>2</sup>
- Taux d'élasticité :  $\geq$  160 %
- Conditionnement : 1 bande/sachet individuel sous cellophane - 30 bandes/carton

### Indication

- Fixation de soins et de pansements en contexte médical

### Précautions

- Ne pas réutiliser - usage unique
- Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité