


Compresses stériles 5x5 NT 30g boîte de 50 sachets de 5



Réf. ERM-C5 - Dimensions : 5 × 5 cm - Grammage : 30 g/m² - Usage unique
Classe & conformité

- Dispositif médical classe I stérile – Directive 93/42/CEE – Annexe V point 3 – CE 0459
- Normes citées : NF EN 1644-1, NF EN 1644-2, NF EN 11135-1

Description

- Compresse non tissée en 30 g/m²
- Sans latex, phtalates, agents de vulcanisation, ni produits d'origine animale
- Caractéristiques :
 - Grammage : 30 g/m² ± 8 %
 - Temps d'immersion : < 10 s
 - Substances solubles eau/éther : < 0,5 %
 - Aucune fluorescence ni coloration
 - Charge minimale à la rupture (5 cm) : Chaîne > 25 N / Trame > 5 N

Conditionnement

- 1 sachet = 5 compresses
- 1 boîte = 50 sachets → 250 compresses
- 1 carton = 8 boîtes → 2 000 compresses

Stérilisation & validité

- Oxyde d'éthylène (EO) – Conforme NF EN 11135-1
- Usage unique