

Compresse stériles 7,5 x 7,5cm NT 40g boîte de 50 sachets de 2



Réf. ERM-C7,5 – Compresse 7,5 × 7,5 cm, 40 g/m², 4 plis

Classe & conformité

- DM classe I stérile – Directive 93/42/CE, Annexe V point 3, CE 0459
- Normes citées : NF EN 13726-1, NF EN 1644-1, NF EN 1644-2

Description

- Compresse stérile, usage unique
- Composition : 50 % viscose / 50 % polyester
- Sans latex, phtalates, agents de vulcanisation, ni produits d'origine animale

Performances (40 g/m²)

- Temps d'immersion < 10 s ; Capacité d'absorption 12,5 ± 2 g/g
- Solubles eau/éther < 0,5 % ; pH 7 ± 1 ; Perte à la dessiccation < 8 %
- Fluorescence : pas de spot bleu
- Résistance à la rupture (pour 5 cm) : ≥ 35 N (MD) / ≥ 7 N (CD)

Stérilisation & validité

- Oxyde d'éthylène (EO) – DLU : 5 ans

Conditionnement

- 2 comp./sachet - 50 sachets/boîte - 6 boîtes/carton → 600 comp./carton

Précautions

- Usage unique ; ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
- Ne pas ouvrir la boîte avec un objet coupant

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré