

## Masques de protection respiratoire FFP2 boîte de 40



Réf. ERM-FFP2

### Classe & conformité

- Classe du dispositif médical : Classe I (EPI conforme à la norme EN 149:2001 + A1:2009 - FFP2 NR)
- Type : Masque filtrant FFP2 NR
- Usage : Unique, non stérile, non réutilisable
- Durée maximale : 8 heures
- Couleur : Blanc
- Sans latex - Sans graphène

### Description

Masque de type « bec de canard » destiné à protéger le porteur contre l'inhalation de gouttelettes et particules en suspension (poussières, aérosols).  
Forme ergonomique couvrant nez, bouche et menton.

### Constitué de :

- Extérieur en non-tissé polypropylène (SPUNBOND)
- Deux couches filtrantes intermédiaires (MELTBLOWN)
- Barrette nasale double fil acier (pince-nez)
- Fixations occipitales par élastiques plats doubles
- Assemblage par foisonnement pour une respiration facilitée avec filtration optimale.

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré