

Filet tubulaire taille 1



Réf. ERM-FT1

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 - Annexe V
- Norme : Conforme aux exigences réglementaires

Description

- Filet tubulaire à mailles élastiques, léger, aéré et confortable
- Parfaitement adapté pour maintenir un pansement sur 2 doigts ou un pouce
- Taille N°1 : largeur à plat 16 mm - extension max. à 13 kg : 190 mm - largeur après étirage : 25 mm
- Composition : Polyester 38 %, Polyamide 35 %, Caoutchouc naturel (latex) 27 %
- Usage unique - Non stérile
- Indication : maintien de pansements

Conditionnement

- Longueur : 25 m / boîte
- 1 boîte = 1 bande