

Gants Nitrile non poudrés, taille XL 9/10



Réf. ZAR-GNXL

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 (MDR) - Dispositif médical
- EPI : Catégorie III - Règlement (UE) 2016/425
- Normes DM : EN 455-1:2020+A1:2022 · EN 455-2:2024 · EN 455-3:2015 · EN 455-4:2009
- Normes EPI : EN ISO 374-1:2016+A1:2018 · EN ISO 374-2:2019 · EN ISO 374-4:2019 · EN ISO 374-5:2016 · EN 16523-1:2015+A1:2018 · EN ISO 21420:2020+A1:2024 · ASTM F1671 · ASTM D6978 · ASTM D6319
- Normes qualité : EN ISO 13485:2016+A11:2021 · EN ISO 9001
- Contact alimentaire : conforme au règlement (CE) 1935/2004 et au règlement (CE) 10/2011

Description

- Gants d'examen en nitrile (acrylonitrile butadiène) - couleur : bleu
- Manchette perlée
- Sans poudre
- Surface interne : chlorée et polymérisée
- Surface externe : polymérisée, micro-texturée sur tout le gant + texture renforcée au bout des doigts
- Force de rupture : 9 N
- Usage unique - Non stérile
- Taille XL
- AQL : 1,0

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

Indications

- Diagnostic des patients
- Barrière contre la transmission des micro-organismes entre l'opérateur et le patient
- Minimisation du risque de contamination croisée

Conditionnement

- Boîte de 100
- Carton de 10 boîtes