

## Gants vinyle non poudrés



Réf. ZAR-GVXL

### CLASSIFICATION :

- Dispositif médical de classe I (Règlement UE 2017/745 - MDR).
- Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III (Règlement UE 2016/425).

### OBJECTIF VISÉ :

- Gants destinés au diagnostic des patients, constituant une barrière contre la transmission de micro-organismes entre patient et opérateur, réduisant le risque de contamination croisée.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Matière : 100% polychlorure de vinyle (PVC).
- Couleur : blanc transparent.
- Manchette perlée.
- Sans poudre.
- Surface interne : sans poudre - Surface externe : lisse.
- Emballage : boîte de 100 gants.
- Non stériles, usage unique.
- Durée de conservation : 5 ans.
- Conformes aux normes EN 455 (parties 1-4), EN ISO 374, EN ISO 21420, ASTM D5250, etc.
- Compatibles contact alimentaire (CE 1935/2004 et CE 10/2011).