

Oxymètre de pouls LED



Réf. ERM-OXY

Classe & conformité

- Dispositif médical classe IIb - Directive 93/42/CEE - Annexe II (hors chap. 4) - CE 0123
- Normes : IEC60601-1:2012, IEC60601-1-2:2014, IEC60601-1-6:2013, IEC60601-1-11:2015, IEC62366-1:2015, ISO80601-2-61:2017, IEC62304:2015

Description

- Dimensions : 60 × 32,5 × 30,5 mm - Poids : ~50 g (avec piles)
- Écran : 160 × 80 px
- SpO₂ : 0-100 % (±2 % entre 70-100 %)
- PR : 30-250 bpm (±2 bpm ou ±2 %)
- PI : 0-20 % (±1 %)
- Faible perfusion : 0,4 % - précision SpO₂ ±4 %
- Alimentation : 2 piles AAA - autonomie ~20 h
- Usage : domicile ou milieu clinique

Conditionnement

- Unité - 100 unités / carton

Stockage

- Température : -25 °C à +70 °C - Humidité ≤ 93 % RH

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré