

## Pansement absorbant "Américain" stérile 10 x 30 cm



Réf. ERM-PA10 - Dimensions : 10 × 30 cm

Classe & conformité

- Dispositif médical classe I stérile - Directive 93/42/CE - Annexes IX chap. 3 et VII chap. 3 - CE 0459
- Norme : NF EN 13726-1 (absorption)

Description

- Pansement stérile non adhérent, type « pansement américain »
- Fermé sur 4 côtés, filet bleu externe pour positionnement correct
- Face interne : voile de cellulose hydrophile, doux, non irritant
- Face externe : film SMS (polyéthylène / non-tissé) imperméable et intraversable
- Usage unique

Caractéristiques techniques

- Matière interne : Fluff entouré de non-tissé grade 20 g/cm<sup>2</sup>
- Matière externe :
  - Partie blanche : non-tissé polypropylène grade 18 g/cm<sup>2</sup>
  - Partie bleue : film SMS 40 g/cm<sup>2</sup>
- Couleur : blanche (indice > 85)
- Poids : 400 g/m<sup>2</sup> ± 5 %
- Capacité d'absorption : 10 g d'eau / g de produit

[www.boutiquepromedical.com](http://www.boutiquepromedical.com)

[contact@boutiquepromedical.com](mailto:contact@boutiquepromedical.com) / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré