

Pansement absorbant "Américain" stérile 20 x 40 cm



Référence : ERM-PA20 - Dimensions : 20 x 40 cm

Classe & conformité

- Classe : I stérile - Directive 93/42/CEE - Annexe V - CE 0123
- Normes applicables :
 - NF EN 13726-1/2/3/4/5/6 : méthodes d'essai pour pansements
 - NF EN ISO 11135:2014 : stérilisation oxyde d'éthylène

Description

- Pansement absorbant stérile, non adhérent à la plaie, fermé sur 4 côtés
- Filet bleu externe pour un positionnement correct
- Composition :
 - Face interne : voile de cellulose permettant la diffusion des exsudats
 - Face externe : voile de cellulose hydrophobe, perméable à l'air, barrière aux exsudats et à la contamination microbienne
 - Complexe en non-tissé à deux couches, non adhérent à la plaie, favorisant l'absorption et la diffusion des exsudats, même en cas de forte viscosité
- Coloris : blanc
- Usage unique
- Non alimentaire

Indications (destination marquage CE) :

Pansements chirurgicaux à fortes sécrétions, plaies, périodes post-opératoires, protection mécanique en orthopédie, soins et drainages des plaies.

Sa capacité d'absorption permet d'éliminer de la plaie le sang, les exsudats et autres sérosités au fur et à mesure de leur production.

Conditionnement

- Emballage sous sachet individuel
- Boîte de 10 sachets
- 1 carton = 10 boîtes = 100 pansements