


Sonde d'aspiration stérile, 50 cm 8 Ch



Réf. ERM-SA8

Classe & conformité

- Classe : IIa - Directive 93/42/CEE - Annexe V
- Norme : NF EN 1733 - Conforme aux exigences réglementaires

Description

- Sonde d'aspiration trachéo-bronchique CH 08 - longueur 50 cm
- Ouverture distale + 1 œil latéral
- Couleur : bleu clair
- Usage unique
- Stérile - stérilisation par oxyde d'éthylène

Indication

- Aspiration des voies respiratoires lors d'actes médicaux, notamment en anesthésie

Conditionnement

- Conditionnement unitaire en sachet souple papier/PE
- Conditionnement carton : 100 unités