


Sonde à oxygène CH14



Réf. ERM-SO14

Classe & conformité

- Classe : IIa - Directive 93/42/CEE - Annexe V

Description

- Sonde à oxygène 40 cm
- Sans tampon mobile
- Avec raccord et orifice terminal multi perforé
- Matière : PVC
- Emballage : 1er emballage stérile PA/PE · 2e emballage intérieur PE
- Usage unique - Stérile (stérilisation par oxyde d'éthylène)
- Origine : Europe
- Couleur : vert

Indication

- Oxygénothérapie - alimentation en oxygène du patient déficient respiratoire

Conditionnement

- Conditionnement unitaire en sachet souple papier/PE
- 1 boîte = 100 sondes