

Stéthoscope simple pavillon adulte



Réf. ERM-SSP

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 - Annexes II et III

Description

- Stéthoscope à simple pavillon
- Pavillon métallique avec membrane appliquée sur la peau
- Membrane reliée à des tubes souples et à une lyre métallique
- Amplificateur acoustique permettant l'écoute de :
 - battements cardiaques
 - murmures respiratoires
 - bruits abdominaux ou foetaux
 - thrill artériel
 - tension artérielle
- Couleur : noir
- Réutilisable - Non stérile

Indication

- Auscultation médicale professionnelle

Conditionnement

- 1 boîte = 1 stéthoscope

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré