

## Tensiomètre électronique brassard adulte avec lecture d'arythmie



Ref. ERM-TEB

Classe & conformité

- Classe : IIa - Règlement (UE) 2017/745

Description

- Poids : env. 425 g (sans piles)
- Dimensions : 166 × 114 × 72 mm
- Brassard : 22 à 36 cm
- Écran LCD : 84,1 × 55,1 mm
- Gestion mémoire : 2 utilisateurs × 60 mesures
- Plage pression : 0-300 mmHg
- Plage pouls : 30-180 bpm
- Alimentation : 4 piles AA (1,5 V)
- Arrêt automatique
- Garantie : 5 ans