

Tensiomètre électronique de poignet avec lecture d'arythmie



Ref. ERM-TEP

Classe & conformité

- Classe : IIa - Règlement (UE) 2017/745
- Certification clinique : Utilisation à domicile ou en milieu clinique

Description

- Mesure pression artérielle systolique, diastolique & fréquence cardiaque adulte
- Moyenne automatique des 3 dernières mesures
- Recommandé lorsque le brassard bras est trop petit ou contre-indiqué
- Poids : env. 110 g (sans piles)
- Dimensions : 77 × 64 × 32,5 mm
- Brassard : 13,5 à 21,5 cm
- Écran LCD : 45 × 30 mm
- Mémoire : 2 utilisateurs × 60 mesures
- Plage pression : 0-300 mmHg
- Plage pouls : 30-180 bpm
- Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V)
- Arrêt automatique
- Garantie : 5 ans