

Thermomètre digital



Réf. ERM-TM

Classe & conformité

- Classe : IIa - Directive 93/42/CEE - Annexe II
- Norme : NF EN 12470-3 - Thermomètres médicaux, performances des thermomètres électriques compacts

Description

- Thermomètre électronique digital
- Totalemment étanche - Waterproof
- Plage de mesure : 32,0 °C à 42,9 °C / 89,6 °F à 107,6 °F
- Précision : $\pm 0,1$ °C / $\pm 0,2$ °F - Graduation minimale : 0,1
- Temps de mesure : environ 5 secondes
- Fonction bip - Mémoire - Arrêt automatique
- Désinfection possible par immersion
- Écran digital - Étui rigide transparent inclus
- Batterie : pile bouton 1,5 V (LR/SR-41) incluse
- Dimensions : 133 × 18 × 13 mm - Poids : 9 g
- Usage multiple - Non stérile

Indication

- Mesure rapide et précise de la température corporelle

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré