

Thermomètre 6 en 1 BEURER FT 65



Réf. ERM-TMB

Classe & conformité

- Classe : IIa - Directive 93/42/CEE - Annexe II
- Normes : IEC 60601-1 - EN 60601-1-2 - ASTM E 1965-98
- Conforme aux exigences réglementaires applicables

Description

- Thermomètre auriculaire et frontal multifonctions 6 en 1 :
 - Mesure quasi instantanée dans l'oreille
 - Mesure quasi instantanée sur le front
 - Mesure de la température superficielle d'objets et liquides
 - Alerte de fièvre optique
 - Date et heure
 - Mémoire 10 mesures
- Grand écran lisible - Design moderne - Facile à nettoyer - Arrêt automatique
- Précision :
 - Front : $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
 - Oreille : $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
 - Objet : $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ ($<30^{\circ}\text{C}$) ou $\pm 5\%$ ($>30^{\circ}\text{C}$)

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré

- Affichage °C et °F
- Piles : 2 x AAA 1,5 V incluses
- Dimensions : 38,2 x 138 x 46,5 mm - Poids : 90 g
- Usage multiple - Non stérile

Indication

- Mesure de la température corporelle ou de surfaces pour usage médical ou familial

Conditionnement

- 1 unité / boîte