

Thermomètre Frontal infrarouge sans contact E-TEMP



Ref. ERM-TMI

Classe & conformité

- Classe : IIa - Directive 93/42/CE - Annexe V
- Norme : ISO 80601-2-56
- Organisme notifié : CE 0197

Description

- Thermomètre infrarouge frontal et mode objet
- Mesure rapide (~3 sec)
- Alerte fièvre > 37,8 °C en mode frontal
- Mémoire : 10 mesures (mode frontal & objet)
- Plage affichage :
 - Mode frontal : 34,0 - 43,0 °C (précision ± 0,1 °C)
 - Mode objet : 0 - 100 °C
- Dimensions : 153 × 41 × 44 mm - Poids : 84 g
- Alimentation : 2 piles AAA - Arrêt auto (10 min)
- Non waterproof - Usage non alimentaire