

Set Coussin Hémostatique d'Urgence



Réf. GM-CH

Classe & conformité

- Classe : Is - Règlement (UE) 2017/745 - Annexe II et III

Description

- Coussin hémostatique stérile
- Composition : bande élastiquée, coussin en mousse, compresse tissée
- Dimensions : bande 90 × 10 cm, coussin 12,5 × 10,5 × 2,8 cm, compresse 10 × 14 cm
- Stérilisation par oxyde d'éthylène
- Livré avec une paire de gants
- A usage unique

Indication

- Compression d'une hémorragie externe sur un membre
- Premiers secours pour stopper un saignement sans interrompre la circulation sanguine

Conditionnement

- Emballage individuel

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré