

Ciseaux universels type "Jesco", long. 19 cm



Réf. GM-CJ

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 - Annexe II et III

Description

- Ciseaux Jesco 19 cm à usage polyvalent
- Lames en acier inoxydable avec extrémité arrondie
- Manche en plastique ergonomique
- Forme courbée pour un découpage sécurisé
- Permet de couper bandages, pansements, compresses, attelles aluminium ou mousse
- Dimensions : 19 cm
- Poids : 54 g
- Usage multiple - Non stérile

Indication

- Découpe sécurisée de matériel médical et de premiers secours

Conditionnement

- 1 unité / emballage individuel
- 10 unités / boîte