

## Masque bouche à bouche



Réf. GM-MBB

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 - Annexe II et III
- Conforme aux exigences réglementaires applicables

Description

- Masque bouche à bouche plastique transparent avec valve anti-retour
- Accessoire de réanimation pour insuffler de l'oxygène en cas d'arrêt cardio-respiratoire
- Évite tout contact direct entre sauveteur et victime
- Dimensions : 20 x 20 cm
- Poids : 8,95 g
- Matière : plastique
- Couleur : transparent
- Usage unique - Non stérile

Indication

- Réanimation cardio-pulmonaire - premiers secours

Conditionnement

- 1 unité / emballage individuel