

## Masque de réanimation bouche à bouche avec entrée o2



Réf. GM-MBBC

Classe & conformité

- Classe : I - Règlement (UE) 2017/745 - Annexe II et III

Description

- Masque de réanimation de poche en plastique transparent
- Dimensions : 15 × 11 × 5 cm
- Valve anti-retour
- Membrane empêchant le passage des liquides et sécrétions
- Coupole transparente permettant l'observation du patient
- Adaptable sur insufflateur manuel (raccord standard 22 mm)
- Utilisable sur adultes, enfants et nourrissons
- Peu encombrant, livré dans une boîte rigide

Indication

- Réanimation cardio-respiratoire
- Protection du sauveteur et du patient contre la transmission croisée

Conditionnement

- Emballage individuel en boîte rigide