

Sutures adhésives Steri-Strip, 6 x 75 mm



Réf. S427001

Classe & conformité

- Classe : I stérile - Règlement (UE) 2017/745 - Annexe II et III
- Marquage CE : 0493 - BSI 0086

Description

- Suture cutanée adhésive microporeuse renforcée
- Support : non tissé de fibres de rayonne renforcé par fils de polyester
- Adhésif : copolymère d'acrylate hypoallergénique
- Liner : papier siliconé médical
- Stérilisation : irradiation gamma (Cobalt 60)
- Dimensions : 75 x 6 mm
- Conditionnement repéré par code couleur selon taille
- Hypoallergénique - Haute tolérance cutanée - Perméable à la vapeur d'eau et aux gaz

Indication

- Fermeture non invasive de plaies aiguës traumatiques ou chirurgicales
- Remplacement précoce ou complément de fils/agafes
- Fermeture esthétique limitant le risque infectieux

Conditionnement

- 3 bandelettes / sachet

www.boutiquepromedical.com

contact@boutiquepromedical.com / 02 46 46 90 39

adresse : 24A rue de la sublainerie, 37510 Ballan-Miré