

Aspirateur de Mucosités New Askir 230/12v sachet usage unique1L



Réf. HTX-ASK230

Classe & conformité :

- Dispositif Médical Classe IIa – Marquage CE

Caractéristiques techniques :

- Batterie interne rechargeable (230V-50Hz, 12V 2,8A)
- Autonomie de 45 minutes
- Temps de recharge 120-150 min
- Vide maximum : 0,75 bar
- Débit d'air maximum : 16 L/min
- Niveau sonore : 63 dBA

Accessoires fournis :

- Bocal de recueil des fluides avec valve anti-reflux
- Tuyaux silicone autoclavables (6x10 mm) et connecteurs coniques (ø 8-9-10 mm)
- Filtre antibactérien & hydrophobe (usage unique)
- Canule CH20
- Cordon d'alimentation Schuko et câble allume-cigare 12V

Garantie :

24 mois

Dimensions :

- Poids : 4,9 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

Utilisation :

- Alarme visuelle et sonore pour signaler un niveau de batterie faible
- Non stérile, conçu pour un usage continu sans risque de surchauffe.